

Punctiemateriaal, inzendrichtlijn (Versie 4)

Toepassingsgebied

Deze inzendrichtlijn is van toepassing bij het inzenden van punctiemateriaal voor cytologisch onderzoek vanuit de ziekenhuizen naar Pathologie Friesland.

Doel

Dit document is een richtlijn voor de aanvrager hoe punctiemateriaal voor cytologisch onderzoek op de juiste manier te behandelen en op te sturen.

Door het materiaal op de juiste manier in te zenden, komt het in optimale conditie binnen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit consequenties hebben voor de kwaliteit van de diagnostiek en daarmee voor de behandeling van de patiënt.

Als het ingezonden materiaal op de juiste wijze is verpakt, afgesloten en voorzien van een volledig ingevuld aanvraagformulier met de patiënt- en klinische gegevens, kan het onderzoek snel en accuraat worden ingevoerd in ons laboratorium-informatiesysteem.

Als gegevens niet compleet zijn, zijn we genooddacht contact op te nemen met de aanvrager. Dit kan het onderzoek vertragen.

Instructie

Aard punctiemateriaal en voorbereiding

- | | | |
|-----------|-------------|-----------------|
| • Bijnier | • Lymfklier | • Schildklier |
| • Lever | • Mamma | • Speekselklier |
| • Long | • Pancreas | • Subcutis |

Bewerken en inzenden punctiemateriaal

- Spuit het materiaal uit op glaasjes en strijk het uit (max 2 glaasjes).
- Laat de preparaten aan de lucht drogen.
- Schrijf met potlood op het matte gedeelte van de glaasjes de naam en geboortedatum van de patiënt.
- Doe de glaasjes in een coupemapje.
- Spuit het restmateriaal uit in Sarstedt® buis met unifix (1:1).
- Voorzie het matte deel van de Sarstedt® buis van naam en geboortedatum patiënt.
- Plaats buis en glaasjes in het gripzakje met een vochtabsorberend doekje.
- Sluit de sluitstrip goed.
- Plaats het volledig ingevulde aanvraagformulier Specieële cytologie in het zijvakje van het gripzakje.
- Geef het onderzoeksmateriaal met aanvraagformulier af op de afgifteplaats van het ziekenhuis (in transportbak Pathologie Friesland).
- Bij tussentijdse opslag: Sarstedt® buis in koelkast en glaasjes/preparaten buiten koelkast bewaren.

Bijbehorende documenten

Voor [Aanvraagformulier Specieële Cytologie](#) zie website van Pathologie Friesland: [Aanvraagformulieren ziekenhuis | Pathologie Friesland](#) of gebruik het geprint digitaal aanvraagformulier van eigen ziekenhuis.

Opmerkingen

Aanvraagformulieren en gripzakjes zijn te bestellen via de website van Pathologie Friesland: [Pathologie Friesland, zoekt en vindt de juiste diagnose](#).

Voor vragen of spoedaanvragen kunt u contact opnemen via e-mail pathologie@pathologiefriesland.nl of met de frontoffice, tel. 058 293 93 93.