

Brush, inzendrichtlijn (Versie 4)

Toepassingsgebied

Deze inzendrichtlijn is van toepassing bij het inzenden van brushmateriaal voor cytologisch onderzoek vanuit de ziekenhuizen naar Pathologie Friesland.

Doel

Dit document is een richtlijn voor aanvragers over hoe brushmateriaal voor cytologisch onderzoek op de juiste manier te behandelen en op te sturen.

Door het materiaal op de juiste manier in te zenden, komt het in optimale conditie binnen. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit consequenties hebben voor de kwaliteit van de diagnostiek en daarmee voor de behandeling van de patiënt.

Als het ingezonden materiaal op de juiste wijze is verpakt, afgesloten en voorzien van een volledig ingevuld aanvraagformulier met de patiënt- en klinische gegevens, kan het onderzoek snel en accuraat worden ingevoerd in ons laboratorium-informatiesysteem.

Als gegevens niet compleet zijn, zijn we genooddaakt contact op te nemen met de aanvrager. Dit kan het onderzoek vertragen.

Instructie

Aard brushmateriaal en voorbereiking

Bronchusbrush	:	zie Longmateriaal, inzendrichtlijn
Ductus choledochus	:	borsteltje van de afgenomen brush opsturen in DLC potje. Geen glaasjes opsturen.
Oesophagus	:	materiaal op glaasjes uitstrijken (max. 2 glaasjes) en aan de lucht laten drogen. borsteltje evt. toevoegen in unifix.
Vagina	:	zie Baarmoederhals- en vagina uitstrijken (DLC), inzendrichtlijn

Bewerken en inzenden brushmateriaal

- Voorzie potjes van naam en geboortedatum van de patiënt.
- Schrijf met potlood op het matte gedeelte van evt. glaasjes de naam en geboortedatum van de patiënt.
- Doe de glaasjes in een coupemapje.
- Plaats potje en/of glaasjes in het gripzakje met een vochtabsorberend doekje.
- Sluit de sluitstrip goed.
- Plaats het volledig ingevulde aanvraagformulier Speciële cytologie in het zijvakje van het gripzakje.
- Geef het onderzoeksmateriaal met aanvraagformulier af op de afgifteplaats van het ziekenhuis (in transportbak Pathologie Friesland).

Bijbehorende documenten

[Aanvraagformulier Speciële Cytologie.](#)

Opmerkingen

Aanvraagformulieren, gripzakjes en DLC potjes zijn te bestellen via de website van Pathologie Friesland www.pathologiefriesland.nl.

Voor vragen of spoedaanvragen kunt u contact opnemen via e-mail pathologie@pathologiefriesland.nl of met de frontoffice, tel. 058 293 93 93.